

LABONIC DHシリーズ 安定性試験室

多量の新薬サンプルに対し、高効率の安定性試験を実現。

有効テストスペースが広く、設置スペースに対して大量のサンプルを収納することができます。断熱パネル、調温調湿ユニットなどの構成部品は、すべて標準設計となっているため、2日以内の工期で引き渡してきます。また、高分子湿度センサを採用しているため、ウイックの定期交換が不要になり、作業性、メンテナンス性が向上しました。



ラボニック DHシリーズ 型式 / 基本性能早見表

型 式	DH18	DH30
内 寸 法 mm	W3480 × H2180 × D1780	W3480 × H2180 × D2600
温 度 範 囲	+ 15 ~ + 50	+ 15 ~ + 50
湿 度 範 囲	50% ~ 85%RH	50% ~ 85%RH
セ ン サ	温度(側温抵抗体) 湿度(高分子センサ)	温度(側温抵抗体) 湿度(高分子センサ)
電 源	AC200V 3相 50 / 60Hz(37A)	AC200V 3相 50 / 60Hz(59A)